

Ацетабулярная чашка Link Endo-Model

РЗН 2013/1198

ацетабулярная чашка, первичное
эндопротезирование, фиксация цементная, материал
полиэтилен

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ацетабулярная чашка
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	полиэтилен

Дополнительные характеристики

Ацетабулярные чашки Link Endo-Model – цементные чашки правой и левой версии. Изготовлены из UHMWPE (сверхвысокомолекулярного полиэтилена). Специально разработаны для пациентов, которым не подходят системы бесцементной фиксации и для пациентов, нуждающихся в немедленной мобилизации после операции. Их mediocaudal выемка в правой / левой версиях упрощает имплантацию в тазобедренном суставе и особое внимание уделяется защите Nervus femoralis и поясничного сухожилия.

Чашки Endo-Model доступны в виде стандартной и антилюксационной версий.

Свойства ацетабулярных чашек Endo-Model:

- Стандартный UHMWPE.
- Правая и левая версии.
- Интегрированный спейсер для цементной мантии.
- Низкие показатели износа ультравысокомолекулярного полиэтилена.
- Подходит для головок диаметром 28 мм и 32 мм.
- Mediocaudal часть для защиты nervus femoralis и поясничного сухожилия.
- Большой выбор размеров: стандартные 50-71 мм в диаметре, антилюксационные 50-60 мм в диаметре.