

Ацетатный агар дифференциальный Acetate Differential Agar (M339)

ФСЗ 2009/03705

агар, ацетатный, для дифференциации шигелл и эшерихий, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	ацетатный
Назначение	для дифференциации шигелл и эшерихий
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Ацетатный агар дифференциальный используют для дифференциации шигелл и эшерихий.