

Аудиометр диагностический МА 50

РЗН 2013/489

звукопроводение воздушное / костное, сигнал
вибрирующий / постоянный / пульсирующий,
подключение к ПК

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Звукопроводение	воздушное / костное
Сигнал	вибрирующий / постоянный / пульсирующий
Подключение к ПК	Да
Масса	5.8 кг

Дополнительные характеристики

Удобный аппарат МА 50 – очень прочный. Внутри него можно хранить принадлежности. Прибор МА 50 – легкий, его вес (5,8 кг) вместе с принадлежностями. Также у него мягкая эргономичная ручка, которая делает транспортировку прибора максимально удобной. Для того, чтобы начать работу нужна всего лишь минута. Характерная особенность аппарата – это отслеживание. Это позволяет автоматически переносить данные на компьютер. Уникальная ручка, которой можно изменять уровень интенсивности, расположена сбоку и сверху. Панели прерывания/отображения подачи и клавиш частот расположены вместе с ручкой, которой регулируют интенсивность. Это позволяет сделать управление аппаратом очень удобным одной рукой. На светодиодном мониторе можно посмотреть уровень интенсивности и установки частоты. Схема расположения кнопок с СИДами индикаторами позволяет обеспечить бесперебойную работу.