

Аудиометр клинический AC40

РЗН 2015/2433

тест речевой аудиометрии / ABLB / Bekesy /
Langenbeck / MHA / SISI / Stenger / HW / HLS,
звукопроведение воздушное / костное, сигнал
постоянный / пульсирующий / тональный, настройка
частот, подключение к ПК, микрофон прямой связи,
маскировка шума, хранение результатов

Interacoustics A/S, Дания



Характеристики

Виды тестов	речевой аудиометрии / ABLB / Bekesy / Langenbeck / MHA / SISI / Stenger / HW / HLS
Звукопроведение	воздушное / костное
Сигнал	постоянный / пульсирующий / тональный
Дисплей	Да
Настройка частот	Да
Частота	125 Гц
Интенсивность сигнала	-10 дБНЛ
Подключение к ПК	Да
Микрофон прямой связи	Да
Маскировка шума	Да
Хранение результатов	Да
Размеры	522×366×98 мм
Масса	7.9 кг