

Аудиометр скрининговый МА 30

РЗН 2013/489

тест НW, сигнал чистый, голосовые инструкции,
хранение результатов

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	НW
Сигнал	чистый
Голосовые инструкции	Да
Дисплей	Да
Хранение результатов	Да
Масса	1.3 кг

Дополнительные характеристики

Аудиометр МА 30 - говорящий аудиометр для автоматической проверки слуха. Автоматическая и ручная аудиометрия с помощью чистых тонов. Автоматическая пороговая проба по Hudhson Westlake. Скрининг-тест при 30 дБ менее чем за 2 минуты. В комплект входит переносная мягкая сумка.