

Аудиометр скрининговый МА 53

РЗН 2013/489

тест ABLB / Carhart / DLI / SISI, звукопроводение
воздушное / костное, подключение к ПК, микрофон
обратной связи, микрофон прямой связи, маскировка
шума

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	ABLB / Carhart / DLI / SISI
Звукопроводение	воздушное / костное
Подключение к ПК	Да
Микрофон обратной связи	Да
Микрофон прямой связи	Да
Маскировка шума	Да

Дополнительные характеристики

Очень удобный аппарат с внутренним отделением для хранения принадлежностей. Легкий прибор с мягкой ручкой, которая делает транспортировку простой и легкой. Менее чем за минуту можно открыть крышку, присоединить шнур и включить прибор. Передовая технология аппарата МА 53 заключается в том, что пациент может выбрать разные тестовые сигналы и частоты. Возможность проведения таких диагностических тестов, как SISI, DLI, ABLB, Stenger и тест распада рефлекса (Carhart). Комплексное перемешивание дает возможность оператору направить 2 разных сигнала в одно ухо. К примеру, шум, тесты с различной информацией или тоны с маскировкой. Дополнительные функции, смена каналов, отслеживание и блокировка позволяют сделать работу с прибором простой.