

Аудиометр скрининговый ST 20

РЗН 2013/489

тест SISI, звукопроводение воздушное / костное,
подключение к ПК, хранение результатов

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	SISI
Звукопроводение	воздушное / костное
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да

Дополнительные характеристики

Этот прибор простой и удобный в работе. Аудиометрия и безошибочная регистрация объединены в один этап благодаря уникальной контактной технологии. Регулировка осуществляется плавно с шагом 5 дБ.