

Автоклав кассетный SciCan STATIM 2000 G4

РЗН 2014/2228

паровой, объем камеры 1.8 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., сушка, 60×41×19 см, вес 22 кг

SciCan Ltd., Канада



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	1.8 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Сушка	Да
Размеры	60×41×19 см
Вес	22 кг

Описание

Statim G4 2000 – кассетный автоклав – **самый быстрый** стерилизатор настольного типа.

Компактные и стильные автоклавы Statim являются оптимальным решением для быстрой стерилизации изделий при работе в режиме потока. Бережные режимы стерилизации позволяют увеличить срок службы обрабатываемых инструментов.

Используется в: стоматологии, гинекологии, эндоскопии и офтальмологии.

Стерилизация стоматологических наконечников – 6 минут (неупакованных). Таким образом стерилизацию наконечников можно проводить в перерывах между приемом пациентов.

Объем камеры 1.8 л позволяет разместить 4 пакета (до 1 кг).

КАССЕТА


Кассеты изготовлены из хирургической стали, защищают инструменты и обеспечивают безопасную транспортировку и обработку изделий.

Уникальная конструкция кассеты сохраняет стерильность инструмента внутри до 12 часов.

Кассета является также лотком для асептической транспортировки инструментов.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Возможна стерилизация полых и цельных инструментов в одном процессе.
Расположите инструменты на лотке, распределяя их как можно равномернее.




Цикл	Изделия	Время цикла (горячий старт)	Время цикла (холодный старт)
134 °C / 3.5 мин (N)	твердотельные неупакованные	6:45	9:15
134 °C / 3.5 мин (S)	полые неупакованные	8:05	11:45
134 °C / 18 мин (S)	полые неупакованные	22:35	26:15
134 °C / 3.5 мин (S)	полые упакованные	10:40	15:35
134 °C / 18 мин (S)	полые упакованные	25:10	30:05
121 °C / 15 мин (S)	резина / пластик	18:40	20:15
121 °C / 30 мин (S)	резина / пластик	33:40	35:15

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Немедленная выработка пара.** В отличие от обычных автоклавов, в которых необходимо нагревать весь резервуар с водой, в приборе STATIM используется только небольшой, определенный объем воды, необходимый для каждого цикла. Вода подается к нагревательному элементу, который называется «парогенератор», она быстро нагревается и преобразуется в пар в считанные секунды.

- **Удаление воздуха.** При использовании технологии PPPD и нашего инновационного процесса впрыска пара, воздух автоматически вытесняется из стерилизационной камеры.

- **Dri-TecC – технология сушки конвективным теплом.** В автоклаве STATIM 2000 G4 применяется конвективное тепло для сушки инструментов путем использования тепла, оставшегося в системе после фазы стерилизации. Тепло поглощается и передается в кассету, высушивая упакованные инструменты в течение всего лишь **10 минут**.



Технические характеристики

Размеры прибора: 50×41.5×16 см.


Размер кассеты (внутренний): 28×18×3.5 см.


Вес (без воды): 22 кг.

Сеть: 220-240 В, 50/60 Гц, 6 А.

Уровень шума: 56 дБ (среднее), 65 дБ (пиковое).

Комплект поставки Statim G4 2000

	Поддон и крышка кассеты
	Стойка для инструментов
	Сливной флакон
	Крепление для крышки флакона
	Элементы крепления трубки
	Шнур питания

	Руководство оператора
	Отводная трубка
	STAT-DRI PLUS
	УКП + 20 эмуляторов стерилизации SciCan
	USB-накопитель