

Автоклав кассетный SciCan STATIM 5000S Classic

РЗН 2014/2228

паровой, объем камеры 5.1 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., охлаждение, сушка, 55×41.5×19 см, вес 33 кг

SciCan Ltd., Канада



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	5.1 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Размеры	55×41.5×19 см
Вес	33 кг

Описание

S-циклический кассетный автоклав Statim 5000S – самый быстрый стерилизатор настольного типа.

Компактные и стильные автоклавы Statim являются оптимальным решением для быстрой стерилизации изделий при работе в режиме потока. Бережные режимы стерилизации позволяют увеличить срок службы обрабатываемых инструментов.

Используется в: стоматологии, гинекологии, эндоскопии и офтальмологии.

Стерилизация стоматологических наконечников – 9 минут (неупакованных) и 15 минут (упакованных).

Таким образом стерилизацию наконечников можно проводить в перерывах между приемом пациентов.

Объем камеры 5.1 л позволяет разместить 10 пакетов (до 1.5 кг).

КАССЕТА

Кассеты изготовлены из хирургической стали, защищают инструменты и обеспечивают безопасную транспортировку и обработку изделий.

Уникальная конструкция кассеты сохраняет стерильность инструмента внутри до 12 часов.



Кассета является также лотком для асептической транспортировки инструментов.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Возможна стерилизация полых и цельных инструментов в одном процессе.

Расположите инструменты на лотке, распределяя их как можно равномернее.



Цикл	Изделия	Холодный старт + сушка	Горячий старт + сушка
134 °C / 3.5 мин (N)	твёрдотельные неупакованные	13:15 + 60:00	8:45 + 60:00
134 °C / 3.5 мин (S)	полые неупакованные	17:30 + 60:00	10:50 + 60:00
134 °C / 18 мин (S)	полые неупакованные	32:00 + 60:00	25:20 + 60:00
134 °C / 3.5 мин (S)	полые упакованные	24:00 + 60:00	15:30 + 60:00
134 °C / 18 мин (S)	полые упакованные	38:30 + 60:00	30:00 + 60:00
121 °C / 15 мин (S)	резина / пластик	22:50 + 60:00	20:20 + 60:00
121 °C / 30 мин (S)	резина / пластик	37:50 + 60:00	35:20 + 60:00

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Система подачи пара автоклава поддерживает постоянную температуру и удаляет воздух до начала процесса стерилизации, который вызывает окисление в обычных автоклавах. В каждом рабочем цикле кассетного автоклава Statim используется только чистая дистиллированная вода, что позволяет предотвратить образование ржавчины и скопление биологических загрязнений.

Для сушки инструментов в автоклаве используется тепло, которое генерируется во время фазы стерилизации, а затем поглощается сушильными пластинами. Тепло передается с сушильных пластин непосредственно на загруженные инструменты. В результате при правильной загрузке кассеты автоклава STATIM сушка происходит очень быстро.

Технические характеристики

Размеры прибора: 55×41×19 см.

Размер кассеты (внутренний): 38×18×8 см.


Вес (без воды): 33 кг.

Сеть: 220-240 В, 50/60 Гц, 6 А.

Уровень шума: 57 дБ (среднее), 65 дБ (пиковое).

Комплект поставки Statim 5000S

	Поддон и крышка кассеты
	Лоток для неупакованных инструментов
	Сливной флакон
	Крепление для крышки флакона
	Элементы крепления трубки

	Пластины оптимизации сушки
	Шнур питания
	Руководство оператора
	Отводная трубка
	Stat-Dri
	УКП + 20 эмуляторов стерилизации SciCan