

Автомат окраски мазков крови SOLAR АвтоОМК - 01

РЗН 2015/2376

конвейер, окраска по Май-Грюнвальду,
производительность 60 стекол/ч, графический
индикатор, дозагрузка образцов в процессе работы,
оповещение о замене реактивов

SOLAR (Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные
разработки) ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	конвейер
Метод окраски	Май-Грюнвальду
Производительность	60 стекол/ч
Емкость загрузочного устройства	50 стекол 1 мм, 25 стекол 5 мм
Режимы работы	рабочий / промывка / технологический
Индикатор	графический
Расход красителя	0.16 мл/1 стекло
Расход буфера	0.4 мл/1 стекло
Расход промывочного раствора	0.8 мл/1 стекло
Дозагрузка образцов в процессе работы	Да
Оповещение о замене реактивов	Да
Комплектация	- автомат окраски мазков крови АвтоОМК-01 - набор предметных стекол - набор реактивов для окраски мазков крови - шнур сетевой
Реактивы	- набор реактивов «Эозин-метиленовый синий для автоматических систем» (красящий раствор (конц.) 225 см ³ , буферный раствор (конц.) 100 см ³ , промывочный раствор (конц.) 100 см ³) - набор реактивов «Диахим-Гема-Т» (фиксатор по Май-Грюнвальду 250 мл, буферный раствор 500 мл, промывочный раствор 100 мл)
Размер	385×285×130 мм

Вес	5 кг
-----	------