

Система капиллярного электрофореза Helena Laboratories V8

ФСЗ 2010/07770

электрофорез / иммунофиксация, загрузка 112 образцов, производительность: белковые фракции сыворотки и мочи - 72 образца/час, иммунотипирование - 10 образцов/час, CDT - 15 образцов/час, изоформы гемоглобина - 30 образцов/час



Helena Laboratories, Великобритания

Характеристики

Методика	электрофорез / иммунофиксация
Загрузка	112 образцов
Производительность	белковые фракции сыворотки и мочи - 72 образца/час, иммунотипирование - 10 образцов/час, CDT - 15 образцов/час, изоформы гемоглобина - 30 образцов/час
Реагенты и расходные материалы	тест-системы, антисыворотки и контроли к системе электрофореза V8

Дополнительные характеристики

- простота эксплуатации - все анализы выполняются в автоматическом режиме по заранее выбранной методике, все, что нужно для выполнения исследования – это поместить образцы в область для загрузки образцов и дождаться результатов;
- двухсторонняя интеграция с ЛИС - ПО Platinum обладает возможностью получать задания и информацию о пациентах из ЛИС, передавать в ЛИС численные и графические результаты исследования и информацию о пациентах;
- интеграция с системой гелевого электрофореза SAS - V8 может осуществить подготовку и разведение образцов сыворотки для последующего анализа при помощи системы электрофореза в агарозном геле SAS;
- возможность подключения к лабораторной транспортной системе - V8 поддерживает подключение к лабораторной транспортной системе, позволяя полностью автоматизировать процесс анализа;
- рефлекс-тест - возможность назначить исследование в автоматическом режиме для любой из отработанных проб.