

Автоматический анализатор физико-химических свойств мочи URISCAN Super +

РЗН 2013/832

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
200 образцов в час, объем пробы 1500 - 2000 мкл,
автоподатчик для проб, подключение к ЛИС

YD Diagnostics CORP, Южная Корея



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	эритроциты / билирубин / уробилиноген / кетоны / белок / нитриты / определение удельного веса / глюкоза / pH / лейкоциты / аскорбиновая кислота / микроальбумин / креатинин / цвет пробы / определение мутности пробы
Производительность	200 образцов в час
Память	да
Загрузка образцов	до 100 образцов
Объем пробы	1500 - 2000 мкл
Автоподатчик для проб	Да
Дисплей	сенсорный
Возможность подключения к ЛИС	Да

Дополнительные характеристики

Производительность: 200 образцов / час.
Принцип измерения: отражательная фотометрия, CCD камера.
Время измерения: 14 секунд.
Наличие STAT позиций.
Память: 1'000'000 тестов, 500 контролей.
Источник света: светодиоды (LED).