

Биохимический анализатор Erba CHEM 7

РЗН 2016/4018

полуавтоматический, настольный, система закрытая,
100 тестов в час, длина волны 340 / 405 / 450 / 505 /
546 / 578 / 600 / 670 нм

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	100 тестов в час
Методы измерения	бихроматический / монохроматический / дифференциальный режим / имунотурбидиметрия / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340 / 405 / 450 / 505 / 546 / 578 / 600 / 670 нм
Методы расчета	линейная калибровка / нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
---------------------------	------------------------------------

Реагенты и комплектующие

Комплектующие	Пластиковая емкость для отходов - 1 шт. Промывочный раствор Erba Wash - 4×50 мл. Термобумага для принтера - 3 уп. Наливные полистирольные микрокюветы - 10 шт. Круглые пробирки для коагулологии, 6 мм - 10 шт. Фотометрическая галогеновая лампа - 1 шт. Пылезащитный чехол на прибор - 1 шт. Комплект силиконовых трубок для аспирации, перистальтического насоса, проточной кюветы, отходов. Сетевой SMPS адаптер со шнуром - 1 шт. Термостат на 16 позиций. 2 дозатора 5 - 50 мкл и 100 - 1000 мкл.
---------------	---

Габариты

Размер	205x450x300 мм
Вес	7 кг

Описание
