

Биохимический анализатор DiaSys Respons 910

ФСЗ 2012/12582

автоматический, настольный, система закрытая, 150 тестов в час, длина волны 340 / 405 / 450 / 505 / 546 / 578 / 660 / 700 нм, считывание штрих-кода

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	150 тестов в час
Характеристика производительности	150 тестов в час для монореагентов / 100 тестов в час для буреагентов
Методы измерения	конечная точка / фотометрический
Длина волны	340 / 405 / 450 / 505 / 546 / 578 / 660 / 700 нм
Методы расчета	линейная калибровка / нелинейная калибровка / многоточечный

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка / ЦСЖ
Объем пробы	2-30 мкл
Пробирки	обычные пробирки для взятия крови 10 мл (16x100 мм), 7 мл (13x100 мм), 5 мл (13x75 мм) / адаптеры для 5 и 7 мл пробирок / стандартные чашечки для образцов 2 мл, микро-чашечки 0,5 мл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	600×670×600 мм
Вес	60 кг

Описание

Настольный автоматический биохимический анализатор DiaSys Respons 910 с возможностью произвольного доступа Random access и проведения срочных STAT анализов. Предназначен для лабораторий с небольшим количеством исследований.