

Гематологический анализатор Sysmex XP-300

РЗН 2013/812

60 тестов в час, кровь / капиллярная кровь,
подключение к ЛИС

Sysmex Corporation, Япония



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	кровь / капиллярная кровь
Калибровка	автоматическая
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	420×480×355 мм
Вес	30 кг

Описание

Гематологический анализатор Sysmex XP-300 – это привлекательный и актуальный выбор для выполнения задач подсчета клеток крови для разных лабораторий. Вне зависимости от того, используете ли Вы анализатор в качестве основного или резервного.

Характеристики Sysmex XP-300:

- распечатка результатов;
- долговечность и надежность;
- подсчет нейтрофилов, повышающий диагностическую ценность анализа;
- гидродинамическое фокусирование при прохождении пробы, что исключает рециркуляцию и двойной проход клеток;
- бесцианидный метод определения гемоглобина;
- определение 20 параметров нажатием одной кнопки;
- чувствительная система флагов для диагностической поддержки;
- система штрихкодирования и управления реагентами;
- простое подключение к ЛИС и поддержка пользователей посредством SNCS – «Sysmex Network Communication Systems» / «Система передачи данных по сети Sysmex»;
- встроенный контроль качества и онлайн-система внешнего контроля качества;
- простое обслуживание с подсказками из меню.