

Авторефкератометр TOMEY RC-5000

РЗН 2015/2726

стационарный, сфера от -25D до +22D (VD=12 мм),
цилиндр от -10D до +10D (VD=12 мм), дисплей 5.7"
TFT

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Сфера	от -25D до +22D (VD=12 мм)
Цилиндр	от -10D до +10D (VD=12 мм)
Кривизна роговицы	5 мм
Межзрачковое расстояние PD	50 мм
Дисплей	5.7" TFT
Размер	307×470×470 мм
Вес	19 кг

Описание

Благодаря электронно-управляемому движению Вы можете настраивать RC-5000 с помощью мощного джойстика и/или сенсорного экрана – все это в долю секунды. Высокая точность измерений совмещена с очень коротким временем обследования. Центральные + периферические значения «K». Автоматическое наведение + автоматический тест. Измерение диаметра зрачков + роговица. Цветной сенсорный экран. Мощный джойстик. Подбородник с электронным управлением. Высокая скорость работы.