

Авторефтопограф TOMEY RT-7000

РЗН 2016/4329

стационарный, сфера от -25D до +22D (VD=12мм),
цилиндр от -10D до +10D (VD=12мм), дисплей 5.7"
TFT

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Сфера	от -25D до +22D (VD=12мм)
Цилиндр	от -10D до +10D (VD=12мм)
Кривизна роговицы	5-11 мм
Астигматизм	0-10 D
Межзрачковое расстояние PD	50-86 мм
Дисплей	5.7" TFT
Размер	307×470×470 мм
Вес	19 кг

Описание

TOMEY RT-7000 - multifunctional - 4 systems in 1 device - topography, automatic refraction, keratometry and TSAS (System of tear stability analysis). Fully controlled by electronic control.

Основные характеристики:

- цветной сенсорный экран;
- 6.4 дюймовый цветной сенсорный экран можно использовать как в качестве операционного монитора, так и дисплея для всех измерений;
- функция автоматического наведения взгляда и автоматической съемки - прибор практически выполняет все самостоятельно;
- система анализа стабильности выделения слезы (режим измерения «сухого глаза»);
- как только вы «захватили» глаз вашего пациента, то вы можете провести измерения зрачка и роговицы;
- топографические индексы KRI + KAI.