

Бак многоразовый БМ-01-«КМ-Проект» (с нефиксирующейся крышкой) 20 л

ФСР 2009/06093

бак, многоразовый, класс отходов А / Б / В, вкладка для замачивания / крышка / основа / пресс / рамка для закрепления пакета / ручка, белый / желтый / красный, объем 20 л

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Тип	бак
По количеству использований	многоразовый
Класс отходов	А / Б / В
Комплектация	вкладка для замачивания / крышка / основа / пресс / рамка для закрепления пакета / ручка
Цвет	белый / желтый / красный
Крышка	с плотно пригнанными краями, прямоугольной ручкой и ободом по нижнему краю, диаметр 410 мм, масса 0.2 кг
Объем	20 л
Высота	350 мм
Диаметр верхний	400 мм
Диаметр нижний	350 мм
Толщина стенки	2 мм
Масса	1 кг