

Бактериальный фильтр Plasti-Med

ФСЗ 2012/12924

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.99%

Plasti-Med, Турция




Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.99%

Описание

Бактериальные фильтры Plasti-Med прикрепляются к анестезиологическому или вентиляционному устройству перед установкой контура. После фильтра устанавливается контур. Вредные частицы улавливаются с долей 99.99% благодаря свойству фильтрации.

Кат. №: 140101 / 140201



Характеристики:

- Эффективность бактериальной фильтрации – 99.99%
- Эффективность вирусной фильтрации – 99.99%
- Выход влаги на 500 мл дыхательного объема – 31 мг
- Низкий объем мертвого пространства – 94 мл
- Диапазон дыхательного объема – от 200 до 1500 мл
- Порт для газового мониторинга
- Стерильный, одноразовый

Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- 30 л/мин – 0.3 см Н₂O
- 60 л/мин – 0.7 см Н₂O
- 90 л/мин – 1.2 см Н₂O

В упаковке: 100 шт.