

Бандаж OPPO Medical 2064

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал вискоза / нейлон / каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	вискоза / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Материал: 30 % нейлон, 11 % вискоза, 55 % полиэстер, 15 % каучук, 4 жесткие шины.