

Бандаж OPPO Medical 2068

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал вискоза / хлопок / нейлон / каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 / XXL 1099 - 1219 мм / XXL 1226 - 1346 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	вискоза / хлопок / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 / XXL 1099 - 1219 мм / XXL 1226 - 1346 мм