

Бандаж OPPO Medical 2163

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон / каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 629 - 737 мм / M 749 - 889 мм / L 901 - 1054 мм / XL 1060-1200 мм / XXL 1213-1403 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 629 - 737 мм / M 749 - 889 мм / L 901 - 1054 мм / XL 1060-1200 мм / XXL 1213-1403 мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки нижегрудного и поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Материал :35 % хлопок, 15 % нейлон, 15 % полиэстер, 35 % каучук, жесткие шины.