

Бандаж OPPO Medical 2164

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал вискоза / хлопок / нейлон / каучук / полиэстер / полиуретан, цвет бежевый, размеры S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | бандаж                                                                                      |
| Назначение | для позвоночника                                                                            |
| Материал   | вискоза / хлопок / нейлон / каучук / полиэстер / полиуретан                                 |
| Цвет       | бежевый                                                                                     |
| Размеры    | S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм |

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Разгружает задний опорный комплекс (межпозвоночные суставы), обеспечивая стабильность при движении. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Материал: 50 % хлопок, 15 % полиуретан, 12 % нейлон, 11 % вискоза, 7 % полиэстер, 5 % каучук, 6 жестких шин.