

Бандаж OPPO Medical 2166

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон /
каучук, цвет бежевый, размеры S 584 - 711 мм / M 718
- 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099
- 1219 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / каучук
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - 1219 мм

Дополнительные характеристики

Корсет 2 в 1 для полужесткой фиксации пояснично-крестцового и грудного отдела позвоночника; обеспечение стабильности и разгрузки грудного и поясничного отдела позвоночника; согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать изделие по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Материал :28 % хлопок, 50 % нейлон, 22 % каучук, металлические шины.