

Бандаж OPPO Medical 2168

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон /
каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 610 -
787 мм / M 794 - 895 мм / L 902 - 997 / XL 1003 - 1105
мм / XXL 1111 - 1213 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 610 - 787 мм / M 794 - 895 мм / L 902 - 997 / XL 1003 - 1105 мм / XXL 1111 - 1213 мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Съёмная подкладка обеспечивает дополнительную компрессию пояснице. Материал: 38 % хлопок, 32 % нейлон, 5 % полиэстер, 28 % каучук, 6 жестких шин.