

Бандаж OPPO Medical 2263

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон /
каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 584 -
711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм/ XL 972-1092
мм / XXL 1099 - 1219 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм/ XL 972-1092 мм / XXL 1099 - 1219 мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Съёмная подкладка обеспечивает дополнительную компрессию пояснице. Материал: 38 % хлопок, 32 % нейлон, 5 % полиэстер, 28 % каучук, жесткие шины.