

Бандаж OPPO Medical 2265

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон /
каучук / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 584 -
711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 -
1093 мм / XXL 1099 - и более мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / каучук / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Также присутствует кармашек с силиконовым пелотом анатомической формы для разгрузки поясничного лордоза. Материал: 40 % хлопок, 30 % каучук, 18 % полиэстер, 12 % нейлон, стальные вставки, силиконовая вставка.