

Бандаж OPPO Medical 2268

ФСЗ 2011/11101

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / нейлон / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / нейлон / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 584 - 711 мм / M 718 - 838 мм / L 845 - 965 мм / XL 972 - 1093 мм / XXL 1099 - и более мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Съемная подкладка обеспечивает дополнительную компрессию пояснице. Материал: 38 % хлопок, 32 % нейлон, 28 % полиэстер, жесткие шины.