

Бандаж дородовой Крейт Д-423

ФСР 2009/04987

бандаж, для беременных, материал хлопок, цвет белый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	хлопок
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Бандаж дородовой Крейт Д-423

Воздействие:

- оптимально поддерживает растущий живот;
- удерживает плод в правильном положении;
- предотвращает появление растяжек и уменьшает болевые ощущения в пояснице.

Показания к применению:

- беременность с 20 - 22 недели.

Особенности конструкции:

- бандаж-трусы с полным обхватом живота;
- эластичная лента-пояс прилегает сзади к области поясницы, а спереди проходит под животом, растягивается по мере его округления;
- передняя часть бандажа полностью закрывает живот;
- состав: 72% хлопок, 10% полиамид, 8% эластан, 6% полиэстер, 4% латекс.

Инструкция к применению:

- перед первым применением рекомендуется ручная стирка до 40 градусов;
- рекомендуется надевать в положении «лежа на спине»;
- надеваются как обычные трусы.

Противопоказания:

- воспалительные кожные заболевания;
- метеоризм при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и спазмообразные боли в животе;
- индивидуальная непереносимость материалов изделия.