

Бандаж дородовой Крейт У-150

ФСР 2009/04987

бандаж, для беременных, материал нейлон, цвет бежевый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	нейлон
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Бандаж дородовой Крейт У-150 из микрофибры с веселым рисунком на животике в виде ножек и ручек малыша порадует будущую маму.

В белье из микрофибры кожа свободно дышит. Изделия легко стирать и сушить.

Воздействие:

- высокие трусики нежно поддерживают растущий живот;
- два гибких ребра на спинке изделия снижают нагрузку на позвоночник;
- специальная вязка поддерживает ягодицы.

Показания к применению:

- беременность.

Особенности конструкции:

- два гибких ребра на спинке изделия;
- ластовица продублирована мягким хлопком;
- белье изготовлено по уникальной seamless технологии: для каждой конкретной зоны белья используются различные типы вязок, но между ними отсутствуют швы, поэтому белье максимально комфортно и незаметно под одеждой;
- имеет веселый рисунок на животике в виде ножек и ручек малыша;
- состав: 67.5% нейлон, 27.5% эластан, 5% хлопок.

Инструкция к применению:

- перед первым применением рекомендуется ручная стирка до 40 градусов;

- рекомендуется надевать в положении «лежа на спине»;
- надеваются как обычные трусы.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- альтернативные предлежания плода, угроза прерывания беременности, острый корешковый синдром.