

Бандаж дородовой Крейт У-350

ФСР 2009/04987

бандаж, для беременных, материал нейлон, цвет бежевый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	нейлон
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Бандаж дородовой Крейт У-350

Воздействие:

- анатомическая форма и специальная вязка пояса поддерживает растущий живот;
- два гибких ребра на спинке изделия снижают нагрузку на позвоночник.

Показания к применению:

- беременность.

Особенности конструкции:

- два гибких ребра на спинке изделия;
- белье изготовлено по уникальной seamless технологии - для каждой конкретной зоны белья используются различные типы вязок, но между ними отсутствуют швы, поэтому белье максимально комфортно и незаметно под одеждой;
- имеет веселый рисунок на животике в виде ножек и ручек малыша;
- состав: 70% нейлон, 30% эластан.

Инструкция к применению:

- натягивается чулком через ноги.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- альтернативные предлежания плода, угроза прерывания беременности, острый корешковый синдром.