

Бандаж эластичный для беременных Белпа-мед 0307

ФСЗ 2010/06349

бандаж, для беременных, материал латекс /
полиэфир, застежка контакт, цвет бежевый,
разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Универсален для дородового и послеродового периодов. В дородовый период бандаж надевать застежкой вперед; в послеродовый период бандаж перевернуть и застегнуть сзади на спине. Изготовлен из плотного эластичного хлопкового полотна. Панель из мягкого материала комфортно поддерживает живот, ребра жесткости в области спины способствуют разгрузке поясничного отдела позвоночника. Дополнительные боковые клапаны позволяют регулировать степень натяжения. Обладает высокой гигроскопичностью и не вызывает аллергических реакций. Универсален для дородового и послеродового периодов.