

Бандаж эластичный для беременных Белпа-мед 0601

ФСЗ 2010/06349

бандаж, для беременных, материал латекс /
полиэфир, застежка контакт, цвет белый / бежевый /
черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый / бежевый / черный

Дополнительные характеристики

Универсален для дородового и послеродового периодов. В дородовый период бандаж надевать застежкой вперед; в послеродовый период бандаж перевернуть и застегнуть сзади на спине. Снимает нагрузку с пояснично-крестцового отдела позвоночника, уменьшает боли в пояснице. Предохраняет ткани передней брюшной стенки от чрезмерного растяжения. Обеспечивает правильное положение плода в матке, предотвращая преждевременное опускание. Позволяет сохранить оптимальный уровень повседневной активности во время беременности и правильный ортопедический режим. Способствует быстрой реабилитации после родов.