

Бандаж эластичный послеоперационный Белпа-мед 1702

ФСЗ 2010/06351

бандаж, послеоперационный, материал латекс /
полиэфир, застежка контакт, цвет белый, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Материал	латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Удобен в использовании, фиксируется застежкой-«контакт». Изготовлен из плотного эластичного полиэфирного полотна. Создает равномерную эластическую компрессию, не препятствуя дыханию. Не вызывает аллергических реакций.