

Бандаж эластичный послеоперационный Белпа-мед 1703

ФСЗ 2010/06351

бандаж, послеоперационный, материал хлопок / латекс / полиэфир, застежка контакт, цвет белый, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Материал	хлопок / латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Изготовлен из плотного эластичного полиэфирного полотна. Обладает высокой гигроскопичностью и не вызывает аллергических реакций. Создает равномерную эластическую компрессию, не препятствуя дыханию.