

Бандаж эластичный послеоперационный Белпа-мед 1706

ФСЗ 2010/06351

бандаж, послеоперационный, материал хлопок / латекс / полиэфир / пенополиуретан, застежка контакт, цвет бежевый, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Материал	хлопок / латекс / полиэфир / пенополиуретан
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Передняя панель изготовлена из мягкого нерастяжимого материала, не травмирует область послеоперационной раны и способствует быстрому заживлению. Двухпанельная застежка облегчает надевание и обеспечивает анатомичное прилегание бандажа к телу. Изготовлен из плотного эластичного хлопкового полотна, обладает высокой гигроскопичностью и не вызывает аллергических реакций. Съемные упругие вставки препятствуют образованию складок и сохраняют форму изделия.