


Бандаж фиксирующий Белпа-мед грыжевый паховый (двухсторонний)

РЗН 2017/6605

бандаж, паховый (суспензорий), материал хлопок / нейлон / полиэфир / пенополиуретан, застежка контакт, цвет бежевый

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	паховый (суспензорий)
Материал	хлопок / нейлон / полиэфир / пенополиуретан
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Обеспечивает плотное прилегание аппликатора в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии. Препятствует прогрессированию паховых и бедренных грыж, уменьшает болевой синдром. Предотвращает ущемление грыжи. Защищает и разгружает мышечно-апоневротический аппарат паховой области, способствует сохранности стенок пахового канала для пластики. Предупреждает рецидив грыжи после хирургического лечения. Показания: вправимые паховые и бедренные грыжи; с целью предупреждения грыжеобразования при тяжёлых физических нагрузках, натуживании, кашле; с целью профилактики рецидива грыжи после хирургического лечения. Противопоказания: невправимое грыжевое выпячивание; ущемление грыжи; воспалительные заболевания мошонки, яичек, семенного канатика. Особенности: конструкция бандажа позволяет установить съёмные пелоты с одной или с обеих сторон, в зависимости от расположения грыжи; специальная каплеобразная форма полужёсткого пелота обеспечивает заданное локальное давление в паховом треугольнике; система фиксации с помощью застёжки типа «Велкро» не сковывает движения и незаметна под одеждой. Бандаж одевается лёжа на спине после полного вправления грыжи.