

Бандаж фиксирующий Белпа-мед грыжевый паховый (односторонний)

РЗН 2017/6605

бандаж, паховый (суспензорий), материал хлопок / латекс / полиэфир / пенополиуретан, цвет бежевый

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	паховый (суспензорий)
Материал	хлопок / латекс / полиэфир / пенополиуретан
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Конструкция бандажа позволяет установить съёмные пелоты с одной или с обеих сторон, в зависимости от расположения грыжи. Специальная каплеобразная форма полужёсткого пелота обеспечивает заданное локальное давление в паховом треугольнике. Система фиксации с помощью застёжки типа «Велкро» не сковывает движения и незаметна под одеждой.