

Бандаж фиксирующий Белпа-мед груднопоясничный

ФСЗ 2010/06347

бандаж, для позвоночника, материал хлопок / латекс /
полиэфир, цвет черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / латекс / полиэфир
Цвет	черный

Дополнительные характеристики

Обеспечивает стабилизирующий эффект и умеренную фиксацию грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, сохраняя необходимую свободу движений и не ограничивая грудное дыхание; снижает вертикальную нагрузку на позвоночник; поддерживает правильную осанку и нормализует тонус мышц без опасности развития мышечной гипотрофии; уменьшает боли в спине. Показания: болевой синдром на фоне деформирующих дорсопатий различного генеза, вторичные дорсалгии; межреберная невралгия и боли в грудной клетке; компенсация дефицита опорности, гипермобильность на груднопоясничном уровне; комплексное лечение сложных нарушений осанки; средний и поздний периоды реабилитации после травм и операций на позвоночнике; вертикальные физические нагрузки, длительное статическое положение. Особенности: конструкция представляет собой спинку, выполненную из нерастяжимой плотной воздухопроницаемой ткани, широкую поясную ленту с дополнительной упругой тесьмой и эластичные лямки; дополнительные поясные тесьмы с креплением по центральной линии бандажа обеспечивают эргономичную посадку по фигуре, позволяют создавать равномерное давление и самостоятельно регулировать степень фиксации; снабжен ребрами жесткости: два длинных металлических расположены вдоль позвоночника и два коротких пластиковых расположены латерально на поясничном уровне.