

Бандаж фиксирующий коленный разомкнутый Белпа-мед 0805

РЗН 2017/6605

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал неопрен / хлопок / нейлон, цвет бежевый,
разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Цвет	бежевый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Разъемный. Изготовлен из неопрена, трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом. Мягкое пателлярное кольцо стабилизирует надколенник и не препятствует движениям в суставе. Эластичные ленты с креплением вокруг бедра и голени и застежкой-«контакт» позволяют самостоятельно регулировать степень фиксации. Не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи. Фиксирует область коленного сустава без ограничения движений, разгружает связки надколенника. Сохраняет тепло, улучшает микроциркуляцию в периартикулярных тканях.