

Бандаж фиксирующий коленный рукавного типа Белпа-мед 0804

ФСЗ 2011/11123

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал неопрен / хлопок / нейлон, цвет бежевый /
черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Цвет	бежевый / черный

Дополнительные характеристики

Неразъемный. Изготовлен из неопрена, трехслойного эластичного материала, обладающего согревающим эффектом. Мягкое паттеллярное кольцо вокруг коленной чашечки стабилизирует положение надколенника. Удобен в использовании, не заметен под одеждой. Не вызывает аллергических реакций.