

Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами разомкнутый
Белпа-мед 0807

РЗН 2017/6605

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал неопрен / хлопок / нейлон, застежка контакт,
цвет бежевый / черный, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый / черный
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Разъемный. Изготовлен из неопрена, плотного трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом. Ограничивающее кольцо вокруг коленной чашечки стабилизирует положение надколенника и не препятствует сгибанию-разгибанию сустава. Эластичные ленты с креплением вокруг бедра и голени и застежкой-«контакт» позволяют самостоятельно регулировать степень фиксации. Снабжен двумя латеральными металлическими шинами с зубчатым шарниром. Фиксирует область коленного сустава без ограничения движений, разгружает связки надколенника. Обеспечивает боковую стабилизацию и предотвращает переразгибания. Сохраняет тепло, улучшает микроциркуляцию в периартикулярных тканях. Обеспечивают режим ортопедического покоя.