

Бандаж фиксирующий компрессионный Белпа-мед 1105

ФСЗ 2010/06347

бандаж, для позвоночника, материал латекс /
полиэфир, цвет белый / черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	латекс / полиэфир
Цвет	белый / черный

Дополнительные характеристики

Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Уменьшает болевые ощущения. Стабилизирует связочно-суставный аппарат поясничных позвонков, снижает вертикальную нагрузку, нормализует тонус мышц. Показания: люмбалгия, люмбоишалгия, болевой синдром на фоне деформирующих дорсопатий различного генеза, вторичные дорсалгии; спондилопатии и остеохондропатии поясничного отдела позвоночника; гипермобильность первой степени на пояснично-крестцовом уровне, спондилолистез; средний и поздний периоды реабилитации после травм и операций на поясничном отделе позвоночника; провоцирующие нагрузки на поясницу. Особенности: изготовлен из воздухопроницаемого эластичного полотна сетчатой структуры; дополнительные двойные ленты-«стяжки» из плотной эластичной ткани, растяжимой только в продольном направлении, способствуют равномерному распределению давления; на внутренней стороне прошита «тормозная» лента, что препятствует скольжению; снабжен ребрами жесткости.