

Бандаж фиксирующий компрессионный Белпа-мед 1106

РЗН 2017/6605

бандаж, для позвоночника, материал неопрен /
нейлон / латекс, цвет бежевый / черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	неопрен / нейлон / латекс
Цвет	бежевый / черный

Дополнительные характеристики

Обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Уменьшает болевые ощущения. Стабилизирует связочно-суставный аппарат поясничных позвонков, снижает вертикальную нагрузку, нормализует тонус мышц. Показания: люмбалгия, люмбоишалгия, болевой синдром на фоне деформирующих дорсопатий различного генеза, вторичные дорсалгии; спондилопатии и остеохондропатии поясничного отдела позвоночника; гипермобильность первой степени на пояснично-крестцовом уровне, спондилолистез; средний и поздний периоды реабилитации после травм и операций на поясничном отделе позвоночника; провоцирующие нагрузки на поясницу. Особенности: изготовлен из неопрена, трехслойного эластичного материала, который обеспечивает согревающий эффект; наличие шести ребер жесткости позволяет обеспечить высокие фиксирующие качества изделия при нестандартной фигуре (большой обхват талии); крепится с помощью застежки-«контакт»; снабжен ребрами жесткости.