

Бандаж фиксирующий на запястье Белпа-мед 1112

РЗН 2017/6605

повязка, для верхних конечностей, материал неопрен / хлопок / нейлон, застежка контакт, цвет бежевый / черный, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	повязка
Назначение	для верхних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый / черный
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Разъемный, с отверстием для большого пальца кисти. Изготовлен из неопрена, плотного трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом. Тесьма шириной до 13 см фиксирует кисть и разгружает капсульно-связочный аппарат кистевого и лучелоктевого суставов, запястных сочленений. Степень фиксации регулируется застежкой-«контакт». Универсален по размеру. Создает легкую компрессию, стабилизирует и разгружает капсульно-связочный аппарат лучезапястного, лучелоктевого суставов, костей запястья, запястнопястных сочленений. Оказывает микромассажное и согревающее действие.