

Бандаж фиксирующий на запястье Белпа-мед 1212

РЗН 2017/660

повязка, для верхних конечностей, материал неопрен / хлопок / нейлон, застежка контакт, цвет бежевый / черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	повязка
Назначение	для верхних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый / черный

Дополнительные характеристики

Разъемный, с отверстием для большого пальца кисти. Изготовлен из неопрена, плотного трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом. По механизму действия аналогичен модели 1112, но имеет более узкую тесьму. Тесьма шириной до 12 см фиксирует кисть, не препятствуя движению пальцев. Степень фиксации регулируется застежкой-«контакт». Универсален по размеру. Создает легкую компрессию, стабилизирует и разгружает капсульно-связочный аппарат лучезапястного, лучелоктевого суставов, костей запястья, запястно-пястных сочленений. Оказывает микромассажное и согревающее действие.