

Бандаж фиксирующий на запястье Белпа-мед 1312

РЗН 2017/6605

повязка, для верхних конечностей, материал неопрен / хлопок / нейлон, застежка контакт, цвет бежевый / черный, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	повязка
Назначение	для верхних конечностей
Материал	неопрен / хлопок / нейлон
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый / черный
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Обеспечивает полужесткую фиксацию и разгрузку запястья. Оказывает согревающее действие. Создает легкую компрессию, стабилизирует и разгружает капсульно-связочный аппарат лучезапястного, лучелоктевого суставов, костей запястья, запястнопястных сочленений. Оказывает микромассажное и согревающее действие. Показания: ушибы и легкие повреждения связок лучезапястного сустава; кистевой «туннельный» синдром; воспалительные заболевания запястного сустава (в комплексном лечении); легкая нестабильность суставов запястья; период реабилитации после травм, операций и жесткой иммобилизации; профилактика травм и заболеваний при занятиях спортом и физических нагрузках. Особенности: разъемный, с индивидуальной регулировкой охвата сустава; изготовлен из неопрена, плотного трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом; умеренно фиксирует и разгружает лучезапястный сустав; универсален по размеру.