

Бандаж фиксирующий на запястье с шиной Белпа-мед 1411

РЗН 2017/6605

ортез / шина, для верхних конечностей, фиксация
застежка контакт, разъемный, размер универсальный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Разъемный	Да
Размер	универсальный

Дополнительные характеристики

Обеспечивает полужесткую фиксацию и разгрузку запястья. Оказывает согревающее действие. Фиксирует дистальную треть предплечья и область кистевого сустава в функционально выгодном положении. Восстанавливает физиологическую ось предплечья. Показания: ушибы и повреждения связок лучезапястного сустава; остеохондропатии, ревматические поражения костей запястья; позиционные контрактуры лучезапястного сустава; травматические невропатии и паралич лучевого нерва; тендовагиниты дистальной части предплечья; реабилитация после жесткой иммобилизации; транспортная иммобилизация. Особенности: разъемный, с индивидуальной регулировкой степени фиксации; изготовлен из неопрена; осуществляет фиксацию лучезапястного, запястных, запястно-пястных суставов в функционально выгодном положении, разгружает капсулы суставов; снабжен съемной алюминиевой шиной.