

Бандаж фиксирующий плечевой Белпа-мед 1801

РЗН 2017/6605

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт, разъемный, размер универсальный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Разъемный	Да
Размер	универсальный

Дополнительные характеристики

Фиксирует и поддерживает плечо, разгружает капсулу плечевого сустава. Обеспечивает разгрузку капсулы плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, трапецевидной и дельтовидной мышц. Удерживает плечо в физиологически правильном положении. Компенсирует гипотонию мышц плечевого пояса. Оказывает согревающее действие, уменьшает болевые ощущения. Показания: консервативное лечение и профилактика вывихов плеча; гипермобильность и привычный вывих плеча; артриты, артрозы плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, плече-лопаточный периартрит; реабилитация после травм, жесткой иммобилизации и операций на плечевом суставе, лопатке, ключице. Особенности: разъемный, с фиксирующим нагрудным ремнем; изготовлен из неопрена, плотного трехслойного материала, обладающего согревающим эффектом; степень фиксации в области плеча регулируется застежкой-«контакт»; универсален для правого и левого плеча.