

Бандаж фиксирующий плечевой Белпа-мед 1901 (повязка «Дезо»)

РЗН 2017/6605

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт, разъемный, размер универсальный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Разъемный	Да
Размер	универсальный

Дополнительные характеристики

Надежно фиксирует плечо и предплечье к туловищу в функционально выгодном положении. Показания: послеоперационная и посттравматическая иммобилизация плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения; воспалительные заболевания плечевого сустава; парезы и параличи верхней конечности. Особенности: состоит из двух частей: основная муфта удерживает предплечье под углом 90° к плечу (регулируется двумя ремнями); разъемный широкий пояс фиксирует плечо к туловищу; основную часть изделия можно использовать отдельно для легкой фиксации на поздних этапах восстановительного лечения; выполнен из воздухопроницаемого неопрена, обеспечивающего комфортные условия при длительном и непрерывном использовании; универсален по размеру.